

Autoclave Vertical NC90L

Aparentemente simple, la serie NB de baños de agua sin agitación está, sin embargo, controlada por el sistema de microprocesador N-Prime™ que proporciona una excelente precisión de temperatura, ayudada por el triple aislamiento, para esta clase de instrumentos. El sistema de control N-Prime™ garantiza un control preciso de la temperatura y mantiene las muestras a la temperatura establecida. Los programas operados pueden transferirse a un lápiz de memoria a través del puerto USB para su trazabilidad.



- Volumen de la cámara: 90 litros
- Capacidad: 24×1 Botellas de 1 litro
- Cámara en acero inoxidable
- Temperaturas de esterilización: 105°C / 135°C
- Material de esterilización: Líquido y sólido
- 5 programas prediseñados: 2 programas para líquidos, 3 programas para sólidos
- 2 Programas para diseño por operador
- 1 programa de derretido de sustancias: 60°C / 100°C