

ad-bio GLU-CO, Medidor de Glucosa con plataforma de seguimiento médico paciente

Dispositivo pequeño, compacto y ergonómico destinado para la medición de glucosa en sangre total capilar, venosa o arterial; para uso intrahospitalario, Home Care y Patient Care.

ad-bio GLU-CO cuenta con un amplio rango de medición del hematocrito disminuyendo las interferencias, haciendo eficaz la obtención de resultados en pacientes neonatos.



El dispositivo ad-bio GLU-CO ofrece apoyo a la hora de medir la eficacia de los programas de control de la diabetes, lo que se complementa con el uso APP On-Call Care Alliance que pone al alcance de tu mano y de tu médico, para un análisis y tratamiento eficaz.



Especificaciones

Metodología	Enzimática (DGH-FAD) con detección de interferencias.
Rango de medición	HCT: 10 - 70% Glucosa: 0.6 - 33.3 mmol/ L (10 - 600 mg / dL)
Tipo de muestra	Sangre total (capilar, venosa, arterial, neonatal)
Volumen de muestra	0,6 uL
Unidades de medición	mmol / L o mg/dL
Resultados obtenidos en	6 segundos
Peso	0,71 kg
Dimensiones	90 mm x 60 mm x 16 mm
Fuente de alimentación	Dos (2) baterías tipo de moneda CR 2032 de 3,0 v
Memoria	Hasta 1000 registros con hora y fecha
Temperatura de operación	15 a 30 grados centígrados

Escríbenos a:
 serviciocliente@annardx.com
 PBX: (1)744 7979

Línea gratuita nacional:
 018000 189 999

Sede principal: Av. CI 20 No.39-79
 Bogotá - Colombia

 Annar |
  annarht



 Annar Health Technologies

www.annardx.com