

Productos y Solución

[Inicio](#) [Productos y Solución](#) [análisis de orina](#)

análisis de orina



Descripción del producto

El primer analizador de análisis de orina AI-Libre del mundo

Compacto, todo en un diseño

- 300 T/H para análisis químico
- 120 T/H para análisis de sedimentos
- 120 T/H para análisis químico y de sedimentos

Tecnología AI (CNN, aprendizaje profundo)

20 parámetros de reconocimiento automático, RBC, WBC, WBCC, SQEP, NSE, HYA, PAT, CAOX, URIC, YST, MUCS, SPRM, UNCX, STRUVITE, G1, COINS, GHOST, COCCI, Próximamente BACILLUS, AMORPHOUS y más parámetros de clasificación automática...

Visualización de imagen de tira real

ACR ayuda a detectar enfermedad renal temprana

SG, turbidez y color del módulo físico

ALTO