



TAMIZAJE NEONATAL



NS2400

- Software amigable
- Permite procesar hasta 5 ensayos simultáneamente
- Detección de nivel de líquido - único sistema de detección (LiHa)
- Sistema robótico completamente automatizado (ROMA) de alta precisión
- Agujas metálicas de alta precisión, que permiten la reducción de costos en insumos
- Detección fotométrica altamente sensible
- Capacidad para 25 placas de 96 pozos cada una
- Comunicación bidireccional
- Posibilidad de integración del NS 96 Disk Remover.




SISTEMA MODULAR

- NS Reader
- NS Incubator/Shaker
- NS Washer
- NS 96 Disk Remover
- NS 496 Plus DBS Puncher.

SEBIA-CAPILLARYS 2 neonat fast :

- Hemoglobinopatías y Talasemias
- Automatización completa
- Rapidez en su procesamiento:
48 muestras/ hora
- Trazabilidad de la muestra desde
el pinchado hasta el resultado final
- Comunicación bidireccional.



7 MARCADORES Tamizaje Neonatal

Test Enzimáticos:

- Fenilalanina Neonatal PKU
- Biotinidasa Neonatal
- Galactosa Neonatal
- Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa G6PD Neonatal.

Test Inmunológicos:

- hTHS FEIA Plus Neonatal
- Tripsina Inmunorreactiva neonatal IRT
- 17-OH-Progesterona FEIA Neonatal.

Características de los ensayos:

- Test cuantitativos: curvas de calibración y dos niveles de control
- Estabilidad de los kits 12 meses sin abrir, 6 meses después de su apertura
- Presentación: 10 placas sólidas de 960 pozos
- Tecnología por fluorimetría lo cual confiere elevada sensibilidad
- Excelente desempeño con controles de calidad externo, CDC, UKNEQAS.

NOTA: Alternativas para los defectos más frecuentes de la Hemoglobina

- Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa
- Talasemias Alfa y Beta
- Hemoglobinopatías (Anemia Falciforme)



LEY 1980, Jul. 26/19

LABSYSTEMS
DIAGNOSTICS

sebia

Annar Nit. 830.025.281-2
PBX: (1) 744 7979 - Móvil: 318 363 7668
Línea gratuita nacional: 01 8000 189999
ventas@annardx.com - serviciocliente@annardx.com
Principal: Calle 49 No. 13 - 60, Bogotá, Colombia
Centro Logístico: Calle 15 No. 68D- 25/31, Bogotá, Colombia

AVAN2019
CEMOS
Juntos

WWW.
ANNARDX
.COM