


Pruebas de virología Aptima[®]
en el sistema Panther[®]:


Máxima eficacia con una verdadera automatización de la muestra al resultado.



Cargue las muestras de los pacientes siempre que lo desee, sin restricciones derivadas del procesamiento por lotes.




Añada nuevas muestras a medida que se reciban.



- ▶ Priorice las muestras urgentes.
- ▶ No es necesario preparar alícuotas ni transferir las muestras físicamente.
- ▶ Es compatible con los siguientes tubos primarios: PPT, suero, SST, ACD y EDTA.
- ▶ Realice una, dos o las tres pruebas de virología Aptima a partir de la misma muestra en una sola sesión de análisis.

Ocupa poco espacio. Grandes posibilidades.



[†] Las medidas incluyen el instrumento y las demás unidades de datos, ordenadores y/o servidores necesarios.
[‡] Número de muestras calculado a partir de CT/NG. Actualmente no se dispone de datos sobre el VHC.

El sistema Panther[®] ofrece el máximo rendimiento por m² de cualquier instrumento de diagnóstico molecular comparable.¹⁻⁴

Una automatización insuperable. Un menú de opciones cada vez más amplio.

Actuales pruebas Aptima[®]

HIV-1 Quant Dx*
 HCV Quant Dx*
 HBV Quant*
 CT/NG, CT*, NG*
 TV
 M. gen*
 HPV, HPV GT
 HSV 1 y 2
 Virus de Zika



Pruebas en desarrollo

HAI
 Gripe A/B/RSV
 Virus paragripal
 hAdV/hMPV/RV

* No comercializado en EE. UU.

Diagnostic Solutions | Hologic.es | euinfo@hologic.com

Bibliografía:

1. Datos de archivo. Hologic, Inc., 2015. 2. UNAIDS. HIV/AIDS Diagnostic Technology Landscape [Estado de la tecnología de diagnóstico del VIH/SIDA]. Segunda edición. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2012. 3. Roche. Especificaciones del sistema Cobas 6800. https://www.cobas68008800.com/cobas_6800_details/. Fecha de consulta: 18 de diciembre de 2014. 4. Roche. Especificaciones del sistema Cobas 4800. https://usdiagnostics.roche.com/en/document/cobas_4800_Tech_Spec_Sheet_26985.pdf. Fecha de consulta: 18 de diciembre de 2014.

SS-00329-IBR-ES Rev 001 © 2016 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos. Hologic, Science of Sure, Aptima, Panther y sus logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las demás marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de producto son propiedad de sus respectivos titulares. Esta información va dirigida a los profesionales médicos y no está pensada como una petición o promoción del producto en los lugares en que dichas actividades estén prohibidas. Debido a que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, publicaciones electrónicas y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares en los que aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos disponibles para la venta en un país determinado, póngase en contacto con su representante de Hologic o escriba a euinfo@hologic.com.

Las pruebas Aptima HIV-1 Quant Dx, Aptima HCV Quant Dx y Aptima HBV Quant no se comercializan en EE. UU.



Aptima[®] Virology