



Kit básico QC

Programas de Control de Calidad Externo



Kit básico QC.

One World Accuracy es un grupo empresarial canadiense líder en producción y distribución de programas de control de calidad externos.

Proporcionamos mas de 200 programas acreditados ISO 17043:2010 por el A2LA en todas las disciplinas clínicas. Contamos con 43.326 laboratorios participantes a nivel mundial.

	BCHE432	HEMA432	COAG432	UASE432
	Química/ Inmunoensayo	Hematología y morfología	Hemostasia	Uroanálisis y sedimento
Formato	3 eventos	3 eventos	3 eventos	3 eventos
	2 muestras x 5 mL	2 muestras x 2 mL	2 muestras x 1 mL	2 muestras x 12 mL
Matriz	Suero Humano Liofilizado	Sangre entera /fotos On line	Plasma Humano Liofilizado	Orina Humana /fotos On line
Valor	\$2.223.000	\$2.046.000	\$2.046.000	\$1.989.000

Oferta de Valor:

- Ciclo anual enero-diciembre 2021.
- Acreditados ISO 17043:2010
- Plataforma para reporte en ambiente web, amigable y en español.
- Asesoría post venta
- Puedes enrolar hasta 4 instrumentos sin costo adicional
- Programa de capacitación anual on line para clientes.
- Descuento del 10% por la compra del KIT BÁSICO QC

Pag.

- BCHE432
Química/Inmunoensayo 01
- HEMA432
Hematología y morfología 02
- COAG432
Hemostasia 03
- UASE432
Uroanálisis y sedimento 04
- Programa de capacitación
anual 2021 05



● BCHE432

Química/Inmunoensayo

Único programa del mercado 2x1: En un solo programa evalúas las pruebas de química e inmunoensayo, lo que te permite reducir tiempo, recursos y costos.

Analitos

17-hidroxiprogesterona	Creatina quinasa	Fenitoína
Paracetamol	Creatinina	Fósforo
Fosfatasa ácida, prostática	Sulfato de DHEA	Potasio
Fosfatasa ácida, total	Digoxina	Progesterona
Alanina aminotransferasa	Estradiol	Prolactina
Albúmina	Ferritina	Antígeno prostático específico - Total
Aldosterona	Folato	Proteína - Total
Fosfatasa alcalina	Hormona estimuladora folicular	Salicatos
Alfafetoproteína	Fructosamina	Globulina de unión a hormonas sexuales
Amilasa	Gamma-Glutamiltransferasa	Sodio
Amilasa - Pancreática	Gentamicina	T captación
Androstenediona	Glucosa	Testosterona
Aspartato aminotransferasa	hCG	Teofilina
Bilirrubina - Directa	Homocisteína	Hormona estimulante de la tiroides
Bilirrubina total	IBC - Total	Tiroxina - Gratis
Calcio	Inmunoglobulina E	Tiroxina - Total
Calcio ionizado	Insulina	Tobramicina
Carbamazepina	Hierro	Transferrina
Antígeno carcinoembrionario	Lactato	Triglicéridos
Cloruro	Lactato deshidrogenasa	Triiodothyronine - Gratis
Colesterol - HDL	Lipasa	Triiodotironina - Total
Colesterol - LDL	Litio	Urea / Nitrógeno ureico
Colesterol - Total	Hormona luteinizante	Ácido úrico
Colinesterasa	Magnesio	Ácido valproico
CO2 - Total	Osmolalidad	Vancomicina
Cortisol	Fenobarbital	Vitamina B12
		Vitamina D, 25-hidroxi



Reporte Cuantitativo

- Comparación por grupo par/método
- Matriz: Suero Humano Liofilizado
- Ciclo anual:**
- 3 eventos x 2 muestras
- Total de 6 muestras evaluadas al año
- Volumen por muestra 5 mL


● HEMA432 Hematología y morfología

Programa compatible con la mayoría de los métodos CBC manuales, semiautomatizados y automatizados.

Evalúas el conteo celular, índices eritrocitarios y la morfología globular a través de casos On line

Analitos

Recuento de glóbulos blancos
Recuneto de glóbulos rojos
Hemoglobina
Hematocrito
Volumen corpuscular medio
Hemoglobina corpuscular media
Concentración de hemoglobina corpuscular media
Ancho de distribución de glóbulos rojos
Volumen medio de plaquetas
Plaquetas
Morfología celular



Reporte Cuantitativo

- Comparación por grupo par/método
- Matriz: Sangre total
- Ciclo anual:**
- 3 eventos x 2 muestras
- Total de 6 muestras evaluadas al año
- Volumen por muestra 2 mL

Morfología celular:

- Se evalúa mediante fotos On line en la plataforma web OASYS
- Reporte Cualitativo

● COAG432 Hemostasia


Asegura la calidad de tus pruebas de hemostasias con un programa que incluye pruebas especializadas como Dímero D, Anti trombina II y Tiempo de trombina.

Analitos

Anti-trombina III
APTT
Dímero D
Fibrinógeno
INR
Tiempo de protrombina
Tiempo de trombina

No es compatible con:

- Biotrack Ciba Corning
- Dupont Coumatrak
- ITC Hemochron Jr./Signature series
- i-STAT PCA
- i-STAT I
- Protine ITC
- Roche CoaguChek
- Métodos de sangre entera



Reporte Cuantitativo


- Comparación por grupo par/método
- Matriz: Plasma Humano Liofilizado
- Ciclo anual:**
- 3 eventos x 2 muestras
- Total de 6 muestras evaluadas al año
- Volumen por muestra 1 mL

● UASE432 Uroanálisis y sedimento

Evalua la calidad de tu area de uroanálisis con un programa comepleto que incluye la evaluación de la tira reactiva, conteo de globulos rojos y blancos, sedimento urinario y fotografias On line de casos.

Analitos:

Esterasa de leucocitos
Nitrito
Urobilinógeno
Proteína
pH
Hemoglobina / Sangre
Gravedad específica
Cetonas
Bilirrubina
Glucosa
hCG
Osmolalidad
Sustancias reductoras
Albúmina
Creatinina
Sedimento de orina
Conteo de glóbulos rojos
Conte de glóbulos blancos




Reporte Cuantitativo y Cualitativo

- Comparación por grupo par/método
- Matriz: Orina Humana
- Ciclo anual:**
- 3 eventos x 2 muestras
- Total de 6 muestras evaluadas al año
- Volumen por muestra 12 mL

● Programa de capacitación anual

Por la compra del KIT BASICO QC, el laboratorio tiene acceso a número ilimitado de cupos para el programa de capacitación anual- On line. Estas capacitaciones se realizan a través de la herramienta Teams, conexión en línea en tiempo real.

IT	Tema	2021
1	Programas de Evaluación Externa de la Calidad: Una mirada a América Latina.	Enero
2	Gestión de Calidad de un Programa POCT: Reducción de errores en pruebas POCT.	Marzo
3	Análisis, interpretación y toma de decisiones a partir de los Programas de Evaluación Externa de la Calidad.	Mayo
4	Hablemos de la normatividad aplicada a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad.	Julio
5	Diseño de Programas de Evaluación Externa de la Calidad en pruebas moleculares.	Septiembre
6	¿Cómo se determina el valor asignado en un Programa de Evaluación Externa de la Calidad?	Noviembre





Síguenos en nuestras redes



Innovación
que transforma

Línea gratuita nacional: 018000 189 999
Línea móvil única: 318 363 7668
Bogotá - Colombia

serviciocliente@annardx.com
ventas@annardx.com
PBX: (1) 744 7979

www.annardx.com