

Garantizar la calidad de tus Bancos de Sangre ahora es posible

Te ofrecemos un portafolio
completo y robusto en control
de calidad interno y externo

Programas de Control de Calidad Externo

One World Accuracy es un grupo empresarial canadiense líder en producción y distribución de programas de control de calidad externos.

Proporcionamos más de 200 programas acreditados **ISO 17043:2010** por el A2LA en todas las disciplinas clínicas.

Contamos con 43.326 laboratorios participantes a nivel mundial.



 [Da clic y consulta nuestro catálogo en línea](#)

Área	Código	Nombre Del Programa	Presentación	Analitos	Aplicación
Serología Infecciosas	MMBS4310	MULTIMARKER BLOOD SCREENING SEROLOGY	3 eventos x 10 muestras x 1.8 mL	HBsAg Anti-HBc Total Anti-HCV HCV Ag Anti-HIV anti-HTLV HIV p24 Ag Anti-Treponema pallidum	Matriz: Plasma Humano Creamos conjuntos de muestras para que sean representativos de las muestras de donantes típicas analizadas mediante métodos serológicos. No utilizamos muestras de serología diluidas. Creemos que este es el único programa de EQA acreditado por la norma ISO 17043 de su tipo a nivel mundial.
	HEPM425	Hepatitis Serology	2 eventos x 5 Muestras x 1.8 mL	Anti-HAV Total Anti-HAV IgG Anti-HAV IgM Anti-HBc IgM Anti-HBc Total Anti-HBe	Matriz: Plasma Humno Liquido Creamos conjuntos de muestras para cubrir todos los analitos serológicos relevantes para las pruebas de hepatitis. No utilizamos muestras de serología diluidas.
	HEPM435	Hepatitis Serology	3 eventos x 5 Muestras x 1.8 mL	HBeAg Anti-HBs HBsAg Anti-HCV HCV Ag anti-HDV	
	HIVA432	HIV Serology	2 eventos x 2 Muestras x 1 mL	Anti-HIV-1 Anti-HIV-2 HIV p24 Ag	Matriz: Suero humano inactivado
	HIVA435	HIV Serology	3 eventos x 5 Muestras x 1 mL		
	RVSS435	Retrovirus and Syphilis Serology	3 eventos x 5 Muestras x 1.8 mL	HIV p24 Ag Anti-HTLV Anti-Treponema pallidum Non-Treponemal antibodies Anti-HIV	Matriz: Plasma humano liquido

Programas de Control de Calidad Externo

Medicina Transfusional		BASIC TRANSFUSION MEDICINE	3 eventos x 3 Muestras x 4 mL	Grupo ABO Tipificación Rh (D) Fenotipo Rh	Matriz: sangre total
		BASIC TRANSFUSION MEDICINE	3 eventos x 5 Muestras x 4 mL	Detección inesperada de anticuerpos	
	CTME435	COMPREHENSIVE TRANSFUSION MEDICINE	3 eventos x 5 Muestras x 4 mL	Grupo ABO Tipificación Rh (D) Fenotipo Rh Detección inesperada de anticuerpos	
	CTME433	COMPREHENSIVE TRANSFUSION MEDICINE	3 eventos x 3 Muestras x 4 mL	Pruebas de compatibilidad - IS Pruebas de compatibilidad - AHG Identificación de anticuerpos Detección de antígeno eritrocitario - Células donantes	Matriz: sangre total
	IMHE442	IMMUNOHEMATOLOGY	4 eventos x 2 Muestras x 4 mL	ABO Direct Group Grupo indirecto ABO Tipo Rh (D) Fenotipo Rh Prueba directa de Coombs Detección Irregular de Anticuerpos Identificación irregular de anticuerpos Aglutinación de glóbulos rojos	Matriz: sangre total y suero.
	IMHX444	COMPREHENSIVE IMMUNOHEMATOLOGY	4 eventos x 4 Muestras x 4 mL	ABO Direct Group Grupo indirecto ABO Tipo Rh (D) Fenotipo Rh Prueba directa de Coombs Detección Irregular de Anticuerpos Identificación irregular de anticuerpos Aglutinación de glóbulos rojos Pruebas de compatibilidad - IS Pruebas de compatibilidad - AHG Antígeno eritrocitario	Matriz: sangre total y suero.
	DATG432	DIRECT ANTIGLOBULIN TESTING	3 eventos x 2 Muestras x 1 mL	Prueba directa de antiglobulina	Matriz: Globuos rojos humanos en suspensión
Biología Molecular	NATA4310	MULTIMARKER BLOOD SCREENING NAT	3 eventos x 10 Muestras x 4.4 mL	ADN del VHB ARN del VHC ARN del VIH	Creamos conjuntos de muestras para que sean representativos de las muestras de donantes típicas analizadas mediante métodos moleculares. Calibramos las muestras de acuerdo con el estándar internacional de la OMS vigente para que los laboratorios puedan evaluar tanto la imprecisión como la exactitud de sus análisis.
	MMPF4310	MULTIMARKER PLASMA FRACTIONATION MOLECULAR	3 eventos x 10 Muestras x 2.4 mL	HAV RNA Parvovirus B19 DNA HEV RNA CMV DNA	Programa unico en el mercado nacional.

Programas de Control de Calidad Externo

PNCQ es el proveedor de programas de control de calidad más grande de Brasil con más de 5.500 laboratorios participantes de Latinoamérica, Europa y África.

Cuenta con las siguientes certificaciones de calidad:



- ISO 9001:2015
- ISO 17043:2010
- REBLAS/ANVISA
- Buenas Práctias de Fabricación/ANVISA
- Acreditación INMETRO ISO 17034:2017

Área	Nombre Del Programa	Presentación	Analitos	Aplicación
SEROLOGÍA INFECCIOSAS	Serología para Banco de Sangre	12 eventos x 6 muestras	HIV1/2, HTLV-1, Anti-HBc total, Anti-VHC, HBsAg, Sífilis y Chagas.	Matriz: Plasma Humano Cualitativo
MEDICINA TRANSFUSIONAL	Inmunohematología para Banco de Sangre	4 eventos x 4 muestras	Coombs directo Coombs indirecto Grupo Sanguineo Factor Rh Prueba Inversa Prueba cruzada RAI	Matriz: Suero y sangre total Cualitativo
BIOLOGÍA MOLECULAR	Biología molecular - NAT	4 eventos x 3 muestras	DNA - HBV RNA - HCV RNA - HIV	Matriz: Plasma Humano Cualitativo
COAGULACIÓN	Factores de Coagulación	4 eventos x 1 muestra	Factores I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Antitrombina III, Proteína C y el INR.	Matriz: Plasma Humano Cuantitativo

Materiales de Control de Calidad Interno Independientes

Pruebas Serológicas

Ofrecemos materiales de **control de calidad Internos Independientes** para pruebas infecciosas con valoración débil reactiva para todas las plataformas analíticas.

PNCQ pone a disposición **PRO-IN en tiempo real** de forma gratuita, una herramienta que ayuda a los Bancos de Sangre participantes en la preparación y evaluación de su control interno:

- PRO-IN cuenta con gráfico de Levey Jennings, el cual se actualiza automáticamente después de ingresar el valor encontrado en su muestra de control interno.
- Existe la posibilidad de verificar el Promedio, la Desviación Estándar (DE) y el Coeficiente de Variación (CV%).
- Ofrece la posibilidad de comparar su rendimiento con el de otros usuarios (Grupo Par).
- Los resultados y gráficos pueden imprimirse o archivarlos indefinidamente.
- Las reglas de Westgard se pueden personalizar.

Materiales De Control De Calidad Internos Independientes PNCQ

Código	Nombre Del Programa	Presentación	Valoración	Valorado Para:
MR01	Control Interno Serología Master Reactivo MR01 - HIV	Frasco x 5mL	Reactivo	Aboott-LIAISON-Roche
MR02	Control Interno Serología Master Reactivo MR02 -CHAGAS	Frasco x 5mL	Reactivo	Aboott-LIAISON-Roche
MR03	Control Interno Serología Master Reactivo MR03 -SIFILIS	Frasco x 2mL	Reactivo	Aboott-LIAISON-Roche
MR04	Control Interno Serología Master Reactivo MR04 -HTLV	Frasco x 5mL	Reactivo	Aboott-LIAISON-Roche
MR05	Control Interno Serología Master Reactivo MR05 -HCV	Frasco x 5mL	Reactivo	Aboott-LIAISON-Roche
MR06	Control Interno Serología Master Reactivo MR06 -HBsAg / a-HBc	Frasco x 5mL	Reactivo	Aboott-LIAISON-Roche
AMR01	Control Interno Serología Reactivo AMR01- HIV	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Abbott
AMR02	Control Interno Serología Reactivo AMR02-CHAGAS	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Abbott
AMR03	Control Interno Serología Reactivo AMR03-SIFILIS	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Abbott
AMR04	Control Interno Serología Reactivo AMR04-HTLV	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Abbott
AMR05	Control Interno Serología Reactivo AMR05-HCV	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Abbott
AMR06	Control Interno Serología Reactivo AMR06- HBsAg	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Abbott
AMR07	Control Interno Serología Reactivo AMR07-a-HBc	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Abbott

Materiales De Control De Calidad Internos Independientes

RMR01	Control Interno Serología Reactivo RMR01- HIV	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Roche
RMR02	Control Interno Serología Reactivo RMR02-CHAGAS	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Roche
RMR03	Control Interno Serología Reactivo RMR03-SIFILIS	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Roche
RMR04	Control Interno Serología Reactivo RMR04-HTLV	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Roche
RMR05	Control Interno Serología Reactivo RMR05-HCV	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Roche
RMR06	Control Interno Serología Reactivo RMR06- HBsAg	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Roche
RMR07	Control Interno Serología Reactivo RMR07-a-HBc	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	Roche
LMR01	Control Interno Serología Reactivo LMR01- HIV	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	LIAISON
LMR02	Control Interno Serología Reactivo LMR02-CHAGAS	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	LIAISON
LMR03	Control Interno Serología Reactivo LMR03-SIFILIS	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	LIAISON
LMR04	Control Interno Serología Reactivo LMR04-HTLV	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	LIAISON
LMR05	Control Interno Serología Reactivo LMR05-HCV	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	LIAISON
LMR06	Control Interno Serología Reactivo LMR06- HBsAg	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	LIAISON
LMR07	Control Interno Serología Reactivo LMR07-a-HBc	Frasco x 5mL	Reactivo Débil	LIAISON
MNR	Control Interno Serología Master No Reactivo MNR	Frasco x 5mL	No Reactivo	Abott-LIAISON-Roche





¿Por qué deberías elegirnos?

1. Programas de control de calidad externos **Acreditados ISO 17043:2010**.
2. Precios competitivos.
3. Valoración del control de calidad interno para todas las plataformas analíticas.
4. Garantizamos valoración débil reactiva y acceso a PRO-IN en tiempo real gratuitamente.
5. Asesoría post venta sin costo adicional.
6. Cupos ilimitados para el programa de capacitación anual online, incluye webinars del Profesor Sten Westgard en español.

Servicio Premium para nuestros clientes:

- Alianza exclusiva para Colombia con la compañía Westgard QC, recibimos capacitación permanente del Profesor Sten Westgard y asesoría personalizada a necesidad.
- Nuestros consultores y asesores cuentan con experticia de más de 8 años en control y gestión de calidad.

Contáctanos para recibir mayor asesoría a nuestro correo electrónico:



ad-bio-qc@annardx.com



ANNAR
Health Technologies



Banco de Sangre

Síguenos en nuestras redes



Innovación
que transforma

Línea gratuita nacional: 018000 189 999
Línea móvil única: 318 363 7668
Bogotá - Colombia

serviciocliente@annardx.com
ventas@annardx.com
PBX: (1) 744 7979

www.annardx.com