

El estetoscopio del futuro: ultrasonido realmente portátil

Sonoeye, un dispositivo que revoluciona la forma de evaluar al paciente, al alcance del personal médico y paramédico desde cualquier lugar.

- **Más ligero y ergonómico:** aumenta o disminuye ganancia, congela imágenes, activa el modo doppler y todo con botones al alcance del pulgar.
- **A prueba de agua:** ideal para fácil limpieza y evitar contaminación cruzada.
- **Sistema versátil:** su portabilidad le permite conectarse a celulares o tablets obteniendo alta resolución.
- **Mayor conectividad:** transmite sus resultados de forma inalámbrica a sistemas HIS o por correo electrónico.
- **Intuitivo:** con una aplicación única y patentada que permitirá el uso por médicos y especialistas no habituados a usar ultrasonido.



Especificaciones

	P1	P2	P3	P4	P5
					
Tipo de señal	Lineal	Lineal	Matriz en Fase	Convexo	Micro Convexo
Campo de aplicación	Vascular, musculoesquelético, nervios, ojos y partes pequeñas	Vascular, musculoesquelético, nervios, pulmones, ojos y órganos pequeños, medicina de emergencia	Corazón, abdomen, pulmón, medicina de emergencia	Abdomen, evaluación enfocada con ecografía para trauma, pulmón, aplicación ginecología, urología, medicina de emergencia	Abdomen, corazón, pulmón
Ancho de banda	9 MHz	7,5 MHz	3 MHz	3,5 MHz	6 MHz
Profundidad	30 mm	40 mm			
Doppler	Si	Si	Si	Si	Si
PW doppler: Doppler con puntos entre pulsos	Si	Si	Si	Si	Si
Peso	90gr	90gr	90gr	90gr	90gr
Longitud Cable	2m	2m	2m	2m	2m



Acceso vascular



Salas de emergencia



Anestesiología






Ortopedia y traumatología



Unidad de cuidados intensivos



Reumatología



Sonoeye,
la Ecografía ideal en
el punto de atención.

PBX: (1)744 7979 • **Línea gratuita nacional:** 018000 189 999
Email: serviciocliente@annardx.com • Av. Cl 20 No.39-79 Bogotá - Colombia

www.annardx.com

©2023 ANNAR Health Technologies. Todos los derechos reservados. Contenido exclusivo para uso de los profesionales de la salud, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular. Las marcas utilizadas en el presente contenido son marcas registradas a favor de su titular o propietario.

CHISON_MONO_NOV2023