


# PRODUCT INFO

Scharlab Reader App



Scharlab  
THE LAB SOURCING GROUP

## Scharlab Reader App para iOS y Android




Scharlab Reader App permite obtener documentación técnica y minietiquetas de seguridad con solo escanear el código QR de su botella Scharlau.

En cualquier momento y de forma inmediata, el propio usuario puede **descargar las minietiquetas de seguridad, el Certificado de Análisis (CoA), la Ficha Técnica (TDS) y la Hoja de Seguridad (SDS)** de sus productos Scharlau.

- Las SDS están disponibles en 16 idiomas (inglés, español, alemán, francés, italiano, chino, polaco, danés, portugués, inglés australiano, finlandés, griego, húngaro, noruego, rumano, sueco) y las minietiquetas en 9 idiomas (inglés, español, alemán, francés, italiano, chino, polaco, danés, portugués).
- Las minietiquetas incluyen los pictogramas en color y las indicaciones de peligro (H) y precaución (P). Al descargarse desde nuestra pag web el usuario puede disponer siempre de la versión actualizada.
- El interface de usuario está disponible en 6 idiomas (español, inglés, italiano, francés, alemán y portugués).



## Mini etiquetas de seguridad



# PRODUCT INFO

Scharlab Reader App · Modo de uso



**Scharlab**  
THE LAB SOURCING GROUP


## 1. Descarga de la app.

La aplicación se encuentra en Apple Store y Google Play. Se instala como cualquier otra aplicación.




## 2. Pantalla principal de la aplicación.

En la pantalla inicial se encuentran todas las lecturas realizadas.




## 3. Realización de nueva lectura.


Pulsando el botón [+] se abre la cámara para realizar una nueva lectura.




4. Si deseamos eliminar una lectura previamente realizada, se "desliza" hacia la izquierda con el dedo dicha lectura. Aparecerá el botón "Borrar", el cual nos permitirá eliminarla.




5. Al pulsar sobre un elemento escaneado, nos trasladamos a la pantalla que nos permite acceder a los diferentes documentos disponibles con posibilidad de descargar el documento.




6. Descarga de documentos. Al pulsar el botón de descarga, se obtiene el documento.




7. Impresión de documentos. Al pulsar el botón de compartir se puede enviar/imprimir el documento.




8. Enviar la documentación.




9. Compartir documentos. Ahora también es posible compartir documentos.



10. Compartir documentos. Se pueden seleccionar los ítems de interés para luego compartir en forma de lista.



11. Ajustes. En el apartado: "Editar perfil" se puede modificar el email entre otras características.



12. Licencia. El botón "Licencia" muestra las condiciones de uso e información legal sobre la aplicación.

