

Statsensor Xpress CREA. Medición de Creatinina en segundos al lado del paciente.

Analizador de mano y un biosensor miniaturizado desechable para pruebas de creatinina en sangre completa, brindando seguimientos oportunos de la función renal. Con la nueva tecnología patentada Multi-Well™, permite eliminar interferentes con el fin de contar con un resultado confiable y trazable al laboratorio clínico. Incluye resultado de **Tasa de filtrado glomerular estimada (TFGe)**, haciendo parte del perfil diagnóstico de nefropatía diabética, referenciada en la guía práctica clínica de MINSALUD para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes Mellitus.

STAT SENSOR
Xpress
CREATININE



Especificaciones

Método	Electroquímica
Volumen de muestra	1,2 ul
Resultado	30 segundos
Intervalo de medición	0,3 a 12 mg/dL o 27 umol/L a 1061 umol/L
Unidades de resultados	mg/dL o umol/L
Tipos de muestra	Sangre total capilar, arterial o venosa (heparina de litio)
Memoria de Resultados	400 resultados
Calibración	No requiere
Vida media de la batería	600 pruebas
Dimensiones	91.4mm x 58.4mm x 22.9mm
Peso	75 gramos
Temperatura de operación	15 a 40 grados centígrados
Humedad de Operación	10 - 90%
Soluciones de control	3 niveles



Innovación
que transforma

Escríbenos a:
serviciocliente@annardx.com

PBX: (1)744 7979

Línea gratuita nacional:
018000 189 999

Sede principal: Av. Cl 20 No.39-79
Bogotá - Colombia

 Annar |  annarht
    Annar Health Technologies

www.annardx.com