Q7 Vet

Nuevo

- **Tamaño:** 150mm x 40mm x 25mm
- Autonomía superior **a 4 horas**
- **Modos de examen:** B, BM, C, power, y PW
- Adaptado para realizar imágenes de cardiología
- Más frecuencia, más profundidad, mayor resolución, mejor imagen
- **Peso:** 160 g

Cabezal	Tipo Transductor	Modelo	Frecuencia (MHz)	Ancho de banda (MHz)	Radio de curvatura
	Convex cardiac	C5-2Fs	3.5	2-5	R50
	Convexo	C5-2Ks	3.5	2.5-5	R60
	Lineal	L11-4Ks	7.5	6-11	L40
	Micro lineal	L11-4Gs	8.0	6-11	L25
	Micro convexo	C8-5Ks	6.5	5-8	R15

*Incluye transductor Micro-convexo y Lineal.

- Software amigable.
- Opción de parametrización por transductor y por tipo de examen.
- Doppler color y pulsado.
- Sistema operativo compatible con **Android, IOS y Windows**

PBX: (1)744 7979 • **Línea gratuita nacional:** 018000 189 999
Email: serviciocliente@annardx.com • Av. Cl 20 No.39-79 Bogotá - Colombia
annarht.com

©2024 ANNAR Health Technologies. Todos los derechos reservados. Contenido exclusivo para uso de los profesionales de la salud, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular. Las marcas utilizadas en el presente contenido son marcas registradas a favor de su titular o propietario.

ANNAR-SA-YOUKEY-ULTRASONIDO-MONO-IMP-DIC24